


# 包埋皿

当社の包埋皿はその特殊構造により、パラフィン包埋後のカセット本体のバリ取り作業が最小限に抑えられ、大幅な作業時間短縮が可能です。また、それぞれの種類に包埋後の方向性がつくよう、カット面を入れた包埋皿も用意しております。



スタンダードシリーズ専用包埋皿 ※写真は全てカット面あり包埋皿です




ラージシリーズ専用包埋皿  
※写真は全てカット面あり包埋皿です

スタンダードシリーズ専用  
ステンレスフタ

C-LL号 ■包埋底面積 21.5×54mm

スタンダードシリーズ専用



■スタンダードシリーズ専用包埋皿(ステンレス製)

名称	商品コード	包装仕様	価格
10号	QD10000	12個入	9,600円
20号	QD20000		
30号	QD30000		
40号	QD40000		
50号	QD50000		
60号	QD60000		
70号	QD70000		
80号	QD80000		

■ラージシリーズ専用包埋皿(ステンレス製)

名称	商品コード	包装仕様	価格
C-10号	QDC1000	12個入	9,600円
C-20号	QDC2000		
C-30号	QDC3000		
C-40号	QDC4000		
C-50号	QDC5000		
C-60号	QDC6000		
C-70号	QDC7000		
C-80号	QDC8000		

■スタンダードシリーズ専用ステンレスフタ

商品コード	包装仕様	価格
QDF0000	25個入	6,500円

※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。



包埋ブロック作製用カセット  
**Path Cassette**

## 松浪硝子工業株式会社

本社 〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2丁目1-10  
TEL.(072)433-1163 FAX.(072)436-2265  
http://www.matsunami-glass.co.jp

●品質についてのお問い合わせは  
**0120-0273-14**

※印刷の都合上、商品のカラーは実際とは多少異なります。  
※改良等により、予告なく仕様を変更する場合があります。


■販売店

松浪硝子工業株式会社



# カセットやスライドへの患者情報書き間違いや、ラベルの貼り間違いが原因で起こる検体取り違い事故を防止します。

松浪硝子は、組織検査を一つの大きな流れと捉え、情報を共有化かつ一貫的に管理することで、検体の取り違いなど人的ミスを抑制し、煩雑な業務の効率化が実現できると考えております。Path Cassette Handy Printerは患者情報をカセットへ直接印字。切り出し工程の簡略化を図るとともに、情報の書き間違いや読み間違い、ラベルの貼り間違いを防止。病理・細胞診断検査業務での事故防止に貢献します。



## Path Cassetteに便利な“標本ブロック収納箱入り”をご用意しました。

**本体 + 白フタ + ブロックストレージ**

標本ブロック収納箱

### ブロックストレージ

整理し保管が大変な標本ブロックのために、松浪硝子から“標本ブロック収納箱”を新提案。ブロックストレージとイージースtockケース、イージースtockキャビネットを組み合わせて使うことで、収納も、持ち運びも、取り出しもイージーに機能的に標本ブロックのストックが行えます。

商品名	商品コード	価格
イージースtockキャビネット	ESC101A	¥28,000(1梱10個入)
イージースtockケース	ESC101N	¥14,000(1梱10個入)
ブロックストレージ	ESC0000	¥10,000(1梱10個入)

標本ブロック  
約170個



※イージースtockキャビネット、イージースtockケースはゼネラルサプライ(株)の商標です。

ブロックストレージ  
7箱収納

包埋カセット用小型プリンタ

## Path Cassette Handy Printer


包埋カセットへの直接印字で検体取り違いを防止。病理検査のリスクを飛躍的に軽減するパスカセット・ハンディプリンタ。

■書き込み時や読み取り時のミス防止。

包埋カセットに直接印字するので、標本情報を書き間違ふことがありません。また、手書きのように判読の難しい文字もなく、読み取りミスを防止できます。

■一次元・二次元バーコード対応。

文字はもちろん、一次元・二次元のバーコードを印刷可能。バーコードを活用することで病理検査のさまざまな業務を効率化できます。



■溶剤に強く、作業後も文字はくつきり。

印字した文字・バーコードは、アルコールやキシレンなどの溶剤に強く、包埋の作業を経ても消えません。

■パネルから直接入力すれば、プリンタ単体でも使用可能。

パソコンに接続しなくても、携帯電話形式のオペレーションパネルから英数字を直接入力できます。

豊富なカラーバリエーション

Path Cassette DP 7色											
Path Cassette HR 11色	ホワイト	イエロー	ピンク	ブルー	グリーン	ラベンダー	オレンジ	アクア	グレー	ゴールド	ダークグリーン
カラーコード	01	02	03	04	05	07	11	06	09	12	13



## 豊富なバリエーションと高い薬液浸透性で、効率的な病理組織標本づくりをサポートします。

■ 標本情報は直接印字

情報の書き間違いや読み間違い、ラベルの貼り間違いを防止し検体取り違いを防ぎます。

■ 簡単に開閉でき 外れる心配なし。

開閉は簡単。カチッと閉じるので作業時に緩むことがありません。

■ 優れた耐性と高い薬液浸透性。

科学的作用に強い材質を採用。また、薬液入出孔にテーパ加工を施し、パラフィンや各種薬液の浸透性を高めています。


■ 作業効率がアップする 透明フタ付きをご用意。

ふたを開けることなく内部の検体が確認できます。

サイズ：W28.5×D40.8×H6mm



微小検体用として0.5mmの角穴を持つカセットで、その種類も9種類と豊富です。フタについても透明フタの他にコストを最小限まで抑えた白フタを用意しています




無分画	内容		商品コード	価格
	本体のみ		QS010※	¥43,000
	本体+白フタ		QS011※	¥46,000
	本体+透明フタ		QS013※	¥68,000
	本体+白フタ+BS		YS011※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

2分画	内容		商品コード	価格
	縦	本体+白フタ	QS216※	¥51,000
		本体+透明フタ	QS218※	¥68,000
	本体+白フタ+BS		YS216※	¥51,000
	横	本体+白フタ	QS217※	¥51,000
本体+透明フタ		QS219※	¥68,000	
本体+白フタ+BS		YS217※	¥51,000	

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。



3分画	内容		商品コード	価格
	縦	本体+白フタ	QS316※	¥51,000
		本体+透明フタ	QS318※	¥68,000
	本体+白フタ+BS		YS316※	¥51,000
	横	本体+白フタ	QS317※	¥51,000
本体+透明フタ		QS319※	¥68,000	
本体+白フタ+BS		YS317※	¥51,000	


表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

4分画	内容		商品コード	価格
	縦	本体+白フタ	QS416※	¥51,000
		本体+透明フタ	QS418※	¥68,000
	本体+白フタ+BS		YS416※	¥51,000
	横	本体+白フタ	QS411※	¥46,000
本体+透明フタ		QS413※	¥68,000	
本体+白フタ+BS		YS411※	¥46,000	

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

※当社透明フタは、クロロホルム、プロピレンオキシド(酸化プロピレン)でのご使用はできませんので、その場合、白フタのご使用をお願いいたします。また、長時間クロロホルムなどに浸漬されますと本体が変形することがあります。なお、当社カセットフタは消耗品として製造いたしております。フタを煮沸再生してご使用いただく場合、曇り、変形、亀裂などの恐れがあります。※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。





▲透明フタ付


〔原寸大〕

6分画	内容	商品コード	価格
6分画	本体+白フタ	QS611※	¥46,000
	本体+透明フタ	QS613※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YS611※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

サイズ：W28.5×D40.8×H6mm

スタンダードシリーズ **M**タイプ 角穴 1.0mm  
 包埋カセット **M**タイプ ご注意 1,000個単位



▲白フタ付

〔原寸大〕

9分画	内容	商品コード	価格
9分画	本体+白フタ	QS911※	¥46,000
	本体+透明フタ	QS913※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YS911※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

Mタイプは1mmの角穴をもつカセットで、フタもSタイプ同様に透明フタと白フタの2種類を用意しています。




▲白フタ付

〔原寸大〕

無分画	内容	商品コード	価格
無分画	本体のみ	QM010※	¥43,000
	本体+白フタ	QM011※	¥46,000
	本体+透明フタ	QM013※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM011※	¥46,000


表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。



〔原寸大〕

4分画	内容	商品コード	価格
4分画	本体+白フタ	QM416※	¥51,000
	本体+透明フタ	QM418※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM416※	¥51,000
	本体+白フタ	QM411※	¥46,000
4分画	本体+透明フタ	QM413※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM411※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。



▲白フタ付

〔原寸大〕

6分画	内容	商品コード	価格
6分画	本体+白フタ	QM611※	¥46,000
	本体+透明フタ	QM603※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM611※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。


サイズ：W28.5×D40.8×H6mm

スタンダードシリーズ **L**タイプ 角穴 2.0mm  
 包埋カセット **L**タイプ ご注意 1,000個単位

2mmの角穴を持ち、色も11色と豊富です。透明フタ、白フタの他にステンレスフタも用意いたしました。

無分画	内容	商品コード	価格
無分画	本体のみ	QL010※	¥43,000
	本体+白フタ	QL011※	¥46,000
	本体+透明フタ	QL013※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YL011※	¥46,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。  
 ※専用ステンレスフタは裏表紙をご覧ください。



▲白フタ付

▲透明フタ付

〔原寸大〕

サイズ：W28.5×D65.8×H10mm

ラージシリーズ **LL**タイプ 角穴 2.0mm  
 包埋カセット **LL**タイプ ご注意 500個単位

LLタイプは包埋カセットで最も大きなサイズです。角穴の大きさは2mmで左記のLL同様薬液の浸透度を考慮した設計になっております。


無分画	内容	商品コード	価格
無分画	本体のみ	QZ010※	¥34,000
	本体+白フタ	QZ011※	¥41,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。  
 色は、ホワイトとブルーのみです。



▲白フタ付


〔原寸大〕



〔原寸大〕

2分画	内容	商品コード	価格
2分画	本体+白フタ	QM216※	¥51,000
	本体+透明フタ	QM218※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM216※	¥51,000
2分画	本体+白フタ	QM217※	¥51,000
	本体+透明フタ	QM219※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM217※	¥51,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。



〔原寸大〕

3分画	内容	商品コード	価格
3分画	本体+白フタ	QM316※	¥51,000
	本体+透明フタ	QM318※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM316※	¥51,000
3分画	本体+白フタ	QM317※	¥51,000
	本体+透明フタ	QM319※	¥68,000
	本体+白フタ+BS	YM317※	¥51,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

3 ※当社透明フタは、クロロホルム、プロピレンオキシド(酸化プロピレン)での使用はできませんので、その場合、白フタのご使用をお願いいたします。また、長時間クロロホルムなどに浸漬されますと本体が変形することがあります。なお、当社カセットフタは消耗品として製造いたしております。フタを煮沸再生してご使用いただく場合、曇り、変形、亀裂などの恐れがあります。  
 ※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。

4 ※当社透明フタは、クロロホルム、プロピレンオキシド(酸化プロピレン)での使用はできませんので、その場合、白フタのご使用をお願いいたします。また、長時間クロロホルムなどに浸漬されますと本体が変形することがあります。なお、当社カセットフタは消耗品として製造いたしております。フタを煮沸再生してご使用いただく場合、曇り、変形、亀裂などの恐れがあります。  
 ※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。





# 包埋ブロック作製カセット Path Cassette HR 手書きタイプ

パスカセットハンディライト

簡単に開閉でき  
外れる心配なし。

標本情報が  
書き込みやすい。

優れた耐性と  
高い薬液浸透性。

作業効率がアップする  
透明フタ付きをご用意。

開閉は簡単。カチッと閉じるので作業時に緩むことがありません。

書き込みエリアはサンド加工でインクや鉛筆のノリが良く、また45°のスロープで十分な広さを確保。



科学的作用に強い材質を採用。また、薬液入出孔にテーパ加工を施し、パラフィンや各種薬液の浸透性を高めています。

ふたを開けることなく内部の検体が確認できます。


サイズ：W28.5×D40.8×H6mm

## スタンダードシリーズ S 包埋カセット Mタイプ

角穴 0.5mm 入り数 1,000個/箱



縦



横



無分画	内容	商品コード	価格
	本体のみ	QS000※	¥26,000
	本体+白フタ	QS001※	¥28,000
	本体+透明フタ	QS003※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS001※	¥28,000


表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

2分画


無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QS206※	¥33,000
	本体+透明フタ	QS208※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS206※	¥33,000
	本体+白フタ	QS207※	¥33,000
	本体+透明フタ	QS209※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS207※	¥33,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。



縦



横



縦



3分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QS306※	¥33,000
	本体+透明フタ	QS308※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS306※	¥33,000
	本体+白フタ	QS307※	¥33,000
	本体+透明フタ	QS309※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS307※	¥33,000


表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

4分画



無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QS406※	¥33,000
	本体+透明フタ	QS408※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS406※	¥33,000
	本体+白フタ	QS401※	¥28,000
	本体+透明フタ	QS403※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS401※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

縦



縦



6分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QS601※	¥28,000
	本体+透明フタ	QS603※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS601※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

9分画

無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QS901※	¥28,000
	本体+透明フタ	QS903※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YS901※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

※当社透明フタは、クロロホルム、プロピレンオキシド(酸化プロピレン)でのご使用はできませんので、その場合、白フタのご使用をお願いいたします。また、長時間クロロホルムなどに浸漬されますと本体が変形することがあります。なお、当社カセットフタは消耗品として製造いたしております。フタを煮沸再生してご使用いただく場合、曇り、変形、亀裂などの恐れがあります。  
※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。

サイズ：W28.5×D40.8×H6mm

## スタンダードシリーズ M 包埋カセット Mタイプ

角穴 1.0mm ご注意 1,000個単位


Mタイプは1mmの角穴をもつカセットで、フタもSタイプ同様に透明フタと白フタの2種類を用意しています。

無分画


内容	商品コード	価格
本体のみ	QM000※	¥26,000
本体+白フタ	QM001※	¥28,000
本体+透明フタ	QM003※	¥46,000
本体+白フタ+BS	YM001※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

縦



横



縦



横



2分画

無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QM206※	¥33,000
	本体+透明フタ	QM208※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM206※	¥33,000
	本体+白フタ	QM207※	¥33,000
	本体+透明フタ	QM209※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM207※	¥33,000



表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

3分画

無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QM306※	¥33,000
	本体+透明フタ	QM308※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM306※	¥33,000
	本体+白フタ	QM307※	¥33,000
	本体+透明フタ	QM309※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM307※	¥33,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

縦



4分画

無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QM406※	¥33,000
	本体+透明フタ	QM408※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM406※	¥33,000
	本体+白フタ	QM401※	¥28,000
	本体+透明フタ	QM403※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM401※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

6分画

無分画	内容	商品コード	価格
	本体+白フタ	QM601※	¥28,000
	本体+透明フタ	QM603※	¥46,000
	本体+白フタ+BS	YM601※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。

サイズ：W28.5×D40.8×H6mm

## スタンダードシリーズ L 包埋カセット Lタイプ

角穴 2.0mm ご注意 1,000個単位

2mmの角穴を持ち、色も11色と豊富です。透明フタ、白フタの他にステンレスフタも用意いたしました。

無分画

内容	商品コード	価格
本体のみ	QL000※	¥26,000
本体+白フタ	QL001※	¥28,000
本体+透明フタ	QL003※	¥46,000
本体+白フタ+BS	YL001※	¥28,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。※専用ステンレスフタは裏表紙をご覧ください。



サイズ：W28.5×D65.8×H10mm

## ラージシリーズ LL 包埋カセット LLタイプ

角穴 2.0mm ご注意 500個単位

LLタイプは包埋カセットで最も大きなサイズです。角穴の大きさは2mmで左記のLL同様薬液の浸透度を考慮した設計になっております。


無分画

内容	商品コード	価格
本体のみ	QZ000※	¥25,000
本体+白フタ	QZ001※	¥32,000


2分画

内容	商品コード	価格
本体+白フタ	QZ201※	¥32,000

表中の商品コード「※」部分にはカラーコードが入ります。色は、ホワイトとブルーのみです。



無分画



※当社透明フタは、クロロホルム、プロピレンオキシド(酸化プロピレン)でのご使用はできませんので、その場合、白フタのご使用をお願いいたします。また、長時間クロロホルムなどに浸漬されますと本体が変形することがあります。なお、当社カセットフタは消耗品として製造いたしております。フタを煮沸再生してご使用いただく場合、曇り、変形、亀裂などの恐れがあります。  
※カタログ表中の価格には、消費税は含まれません。