

PATH BLADE+PRO

ミクロトーム用替刃

パスブレード プラスプロ

切れ味・耐久性
両方を兼ね備えた優れもの新登場!

35°
80mm

商品コード	品 名	包 装	備 考	希望価格
PB3503C	パスブレードプラスプロ	50枚入り	切れ味・耐久性とも抜群の新製品	¥7,800 NEW
PB3502B	パスブレードアルファ	50枚入り	耐久性重視	¥7,800
PB3501A	パスブレード	50枚入り	切れ味重視	¥7,800

※ 貝印独自の技術による超・硬刃技術「PINK」により刃先の硬度を従来比約 70%アップ。
※ 医療機器届出番号 21B2X00002000001 ※ 一般医療機器（クラスⅠ）

総発売元



平 松浪硝子工業株式会社

〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2丁目1-10
TEL.072-433-1163 FAX.072-436-2265
<http://www.matsunami-glass.co.jp>

販売代理店

製造元



カイインダストリーズ株式会社

〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
TEL.0575-28-3131 FAX.0575-28-3280
<http://www.kai-ind.co.jp>

より
薄く、
より多く

硬度70%UP、
22°の刃先が
極薄標本の作製に最適!

PATH BLADE+PRO 22°

ミクロトーム用替刃

パスブレード プラスプロ 22°

22°
80mm

商品コード	品名	刃先角度	包装	備考	希望価格
PB2200E	パスブレードプラスプロ22	22°	50枚入り	極薄切片作製に最適	¥7,800
PB3503C	パスブレードプラスプロ	35°	50枚入り	切れ味・耐久性とも抜群の優れもの	¥7,800
PB3501A	パスブレード	35°	50枚入り	切れ味重視	¥7,800

※ 貝印独自の技術による超・硬刃技術「PINK」により刃先の硬度を従来比約 70%アップ。
※ 医療機器届出番号 21B2X00002000001 ※ 一般医療機器 (クラスI)

総発売元



松浪硝子工業株式会社

〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2丁目1-10
TEL.072-433-1163 FAX.072-436-2265
<http://www.matsunami-glass.co.jp>

販売代理店

製造元



カイインダストリーズ株式会社

国内営業部 医療器
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
TEL.0575-28-6600 FAX.0575-28-6611
<http://www.kai-ind.co.jp>